


تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۶/۱۱/۰۱	 بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج) Chahin Subspecialty Hospital	آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج)	کد سند کد سند ۴۰۳/۰۴/۲۸ مدیرک درون سازمانی
محدوده توزیع: کمد مستندات نمونه برداری	شرح کلی: راهنمای جمع آوری نمونه ادرار جهت کشت (اطفال شیرخوار)		تعداد صفحات: ۱ تعداد کپی: ۲

## راهنمای جمع آوری نمونه ادرار جهت کشت (اطفال شیرخوار)

عنوان سند: راهنمای جمع آوری نمونه ادرار جهت کشت (مخصوص اطفال شیرخوار)

### دستورالعمل کلی:

این راهنما برای جمع آوری نمونه ادرار استریل از اطفال شیرخوار با استفاده از کیسه جمع آوری (Urine Bag) طراحی شده است. رعایت دقیق مراحل برای جلوگیری از آلودگی نمونه و تضمین دقت نتایج آزمایش ضروری است.

- زمان بندی مصرف دارو: آزمایش باید قبل از شروع مصرف هرگونه داروی آنتی بیوتیک انجام شود. در صورت مصرف اخیر، باید حداقل ۷ روز از آخرین دوز مصرف گذشته باشد. در صورت تردید، حتماً با پزشک معالج مشورت شود.
- آماده سازی نوشیدنی: درست قبل از اقدام به نمونه گیری، کودک باید به میزانی آب یا مایعات دیگر نوشیده باشد تا مثانه کمی پر شود و امکان جمع آوری نمونه وجود داشته باشد.
- آماده سازی وسایل: کیسه تمیز و استریل پلاستیکی (Urine Bag) با اندازه مناسب برای جنسیت طفل، برچسب مشخصات بیمار (شامل نام، نام خانوادگی و شماره قبض)، پنبه، گاز استریل و آب و صابون را آماده کنید.

- تمیز کردن اولیه: دستکش های یکبار مصرف بپوشید. آلت تناسلی خارجی کودک (مخصوصاً ناحیه مجرای ادرار) باید با آب و صابون به دقت شسته شده و سپس کاملاً با گاز استریل خشک گردد.
- آماده سازی کیسه: درب کیسه جمع آوری را با دقت باز کنید به طوری که سطح داخلی کیسه با دستها یا پوست آلوده نشود.
- نصب کیسه: کیسه را به شکلی که قسمت چسبنده آن به ناحیه تناسلی متصل می شود، بچسبانید. این کار باید به سرعت و با دقت انجام شود تا از چسبیدن آلودگی جلوگیری شود.
- موقعیت دهی کودک:
  - شیرخوار را به پشت قرار دهید، طوری که لگن او به سمت خارج چرخیده، پاهایش از هم دور شده و زانوهایش خم باشند.
  - می توانید کودک را بر روی زانو بنشینید تا تخلیه ادرار آسان تر در کیسه انجام شود، یا پوشکی را روی کیسه قرار داده و او را بر روی تختی که کمی شیب یا ارتفاع دارد بگذارید.
- جمع آوری: اجازه دهید کودک ادرار کند و نمونه کافی در کیسه جمع شود.
- بستن نمونه: به محض جمع آوری مقدار کافی، کیسه را سریعاً جدا کنید. دهانه کیسه حاوی ادرار را از قسمت بالا خم کرده و با استفاده از نوار چسب مخصوص روی کیسه، آن را کاملاً مهر و موم (ببندید) کنید.

- انتقال فوری: نمونه باید حداکثر ظرف ۲۰ دقیقه پس از جمع آوری به آزمایشگاه تحویل داده شود.
- نگهداری موقت: در صورتی که انتقال فوری ممکن نیست، کیسه حاوی ادرار باید بلافاصله در بسته و برای مدت کوتاه (حداکثر چند ساعت) در یخچال نگهداری شده و سپس به آزمایشگاه منتقل گردد.
- برچسب گذاری: اطمینان حاصل کنید که برچسب حاوی مشخصات کامل بیمار روی کیسه نمونه چسبانده شده است.